

# FICHA TÉCNICA

## D600 LED

## DESCRIPCIÓN

Scaler Ultrasónico moderno, impermeable con pantalla táctil inteligente y funciones de Escalado, Endodoncia y Periodoncia. Con el modelo D600 LED de DTE, puede integrar el raspado supragingival, el raspado subgingival, el mantenimiento del implante y la terapia del conducto radicular en un todo. A diferencia del modelo U6 Led, este nuevo modelo cuenta con su propio suministro de agua automático con capacidad de 700ml y utiliza la modulación de onda sinusoidal para proporcionar el mejor tratamiento posible con la máxima comodidad.

## CARACTERÍSTICAS

1. Pieza de mano óptica HD-8L
2. Funciones de Escalado, Periodoncia y Endodoncia.
3. Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo trabaje siempre en la mejor frecuencia rápidamente sin lastimar la encía o el esmalte y trabaja con mayor firmeza para la eliminación de cálculo dental y la placa bacteriana.
4. Sistema de toque inteligente con panel de control claro y ultra sensible..
5. Diseño Impermeable, atractivo e innovador.
6. Sistema de Onda Sinusoidal que evita la estimulación causada por la salida de corriente instantánea, asegurando un tratamiento más cómodo.
7. Sistema automático de suministro de agua 700ml.
8. Pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave a 134°C y una presión de 0.22MPa. (Ver manual)
9. Puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134°C (Ver manual)
10. Controlado por ordenador, operación más fácil y más eficaz para detartraje.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación eléctrica:	110 - 240V- 50Hz/60Hz 150mA
Entrada de la unidad principal:	24V- 50Hz/60Hz 1.3A
Salida primaria de la vibración de la punta:	≤90µm
Salida de la frecuencia de vibración de la punta:	28kHz±3kHz
Salida de alimentación eléctrica:	3W a 20W
Fusible de la unidad principal:	T1.6AL 250V
Fusible de la fuente de alimentación:	T0.5AL 250V
Peso de la unidad principal:	1.8kg
Peso del adaptador:	1 kg
Presión de Agua:	0.1bar to 5bar (0.01MPa to 0.5MPa)
Tipo de protección contra las descargas eléctricas:	Equipo Clase II
Modo de operación:	Operación continua
Certificados:	CE, FDA, NSF, INVIMA



## GARANTÍA

12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso.

## DOCUMENTOS

INVIMA  
Registro de Importación  
Facturación Electrónica

## ENVÍO

De 1 a 4 días hábiles, aproximadamente, a todo destino nacional